



# Atellica

## HEMA 570 & HEMA 580

του οίκου SIEMENS  
Healthineers

Οι αναλυτές Atellica HEMA 570 και Atellica HEMA 580 έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες αιματολογικών εξετάσεων των σύγχρονων εργαστηρίων υψηλού φόρτου. Με υψηλή ταχύτητα ανάλυσης και ίδιο αποτύπωμα, είναι ιδανικοί για σύνδεση με προηγμένες λύσεις πληροφορικής και αυτοματοποίησης, ώστε να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές απαιτήσεις ροής εργασίας και να ενισχύουν την αποδοτικότητα. Και οι δυο αναλυτές παρέχουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της διαφορικής καταμέτρησης λευκών αιμοσφαιρίων σε 8 πληθυσμούς, ενώ ο αναλυτής Atellica HEMA 580 προσφέρει ένα διευρυμένο μενού εξετάσεων με οπτική καταμέτρηση αιμοπεταλίων και δικτυοερυθροκυττάρων.

### Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- **Προσαρμοζόμενες, επεκτάσιμες λύσεις.**  
Η ευέλικτη διασύνδεση/αυτοματοποίηση των αναλυτών θα υποστηρίξει την ενοποίηση τόσο με αιματολογικά όσο και με μείκτα συστήματα.
- **Απόδοση βασισμένη στα data.** Η πλήρης ενσωμάτωση με το Atellica Diagnostics IT στοχεύει στην τυποποίηση και βελτιστοποίηση της διαχείρισης αποτελεσμάτων, διαδικασιών και αποθεμάτων.
- **Εκτεταμένο εύρος μετρούμενων παράμετρων.**  
Η κυτταρομετρία ροής ενσωματώνει οπτικές μεθοδολογίες για τη μέτρηση έως και 55 παραμέτρων CBC, διαφορικής καταμέτρησης και δικτυοερυθροκυττάρων.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

**Ταχύτητα:** 120 δείγματα/ώρα

#### Όγκος Δείγματος:

- Automatic rack mode (closed tube): 110μL
- STAT mode (closed / open tube): 110μL

#### Χωρητικότητα Δειγμάτων:

- Automatic rack loading (closed tube):  
120 σωληνάρια
- STAT loading: 1 σωληνάριο

#### Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος):

870 x 670 730 mm



## Atellica HEMA 570 & 580



**VAKTRO**  
SCIENTIFIC

Έδρα: Πανεπιστημίου 195, 26443 Πάτρα, τ 2616 003200

Αθήνα: Πιερίας 30 & Κύμης, 14451 Μεταμόρφωση, τ 210 2751602

Θεσσαλονίκη: Οδ. Ανδρούτσου 6, 57001 Θέρμη, τ 2316 019079

Κρήτη: Νικολάου Γύζη 3, 71306 Ηράκλειο, τ 2813 024169

email: [info@vaktro.gr](mailto:info@vaktro.gr)